


eZ

MFDS Certified | Quasi-drug

K-DENTAL MASK

Reliable Domestic Disposable

- Made in Korea
- Individual packaging - easy to carry and hygienic



3 PLY



Ear-Comfort



Ultra
Breathable



Strong Nose Wire
Prevent Fog

Mask is always
MANDATORY
not Optional in Daily Life!

eZ K-DENTAL MASK



Prevention of
everyday infections!

For medical staff
working in the field




eZ K-DENTAL MASK

Waterproof completely block harmful element

Safely protected by using **High-quality Fabric** and **3-layer** filter protect from harmful elements.

Hygienic Individual packaging!

Optimized products for infection prevention of medical staff




100% Domestic factory production

Quick and Reliable Production

Manufacturing Line




APPEARANCE & STRUCTURE



Functional nose support

A functional nose support that prevents fogging of glasses, making it easy to wear.



Comfortable ear bands

Minimizes ear fatigue by applying elastic ear straps

KFDA Certification Approval!

Domestic Mask Use with CONFIDENCE!

★★★★★
KFDA Certified

열람용

제 3 호
 ★★★★★

의약품 제조판매
 의약외품 품목허가증

업종	의약외품	업허가번호 : 376 / (구) (업신고번호)
제품명	이지케어면탈마스크	의약품분류 : <input type="checkbox"/> 전문 <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 특귀 <input type="checkbox"/> 신약
원료약품(원자재) 및 분량	기허가사항과 동일	의약외품 분류번호 : 수술용 마스크 (32108)
성상	기허가사항과 동일	
제조방법	별첨	
효능 · 효과	기허가사항과 동일	
용법 · 용량	기허가사항과 동일	
사용상의 주의사항	기허가사항과 동일	
포장단위	기허가사항과 동일	
저장방법 및 사용(유효)기간	기허가사항과 동일	
기준 및 시험방법	기허가사항과 동일	
제조소	자사제조 (주)소연메디칼, 대한민국, 강원도 원주시 문익습 동 막공단길 222, 4동	
허가조건	기허가사항과 동일	유효기한

「약사법」 제31조·제42조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제1항·제20조제2항, 같은 규칙 제59조에 따라 위와 같이 허가합니다.

내수용
 2020. 9. 11

서울지방식품의약품안전청장



품목기준코드 202006238

eZ K-DENTAL MASK

How to Wear

①



Make sure there is no contamination on the side that comes into contact with the respiratory system.

②



Fix the ear band(string) by hanging on your ear.

③



Hold the nose piece upside and wear.

④



Wear close to your face and make sure there is no vacancy.



Precaution for use

1. Stop using if there is something wrong with the product.
2. Do not use for any other than intended purpose and do not reuse it after wearing.
3. This product may not be able to provide a complete defense function depending on the environment.



More Information

Product Name	ez K-Dental Mask
Ingredients	Nonwoven Fabric, Polypropylene nose piece coated wire, Polyester spandex
Qty	50pcs
Size	18cm X 9.5cm
Manufacturer. Sales	Soyeon Medical Co. Ltd
Address	222, Munmakgongdan-gil, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea
Customer Service	82-33-74307302
Serial No.	Marked Separately
Date of Use	Marked Separately
Origin	Republic of Korea